

Anaftin® Plus

Bioadhesive

Gel calmant



Calmarea durerii cauzate de ulceratii bucale și leziuni orale minore

INDICAȚII:

Anaftin® Plus Bioadhesive gel calmant are o acțiune mecanică (efect de barieră) indicată pentru gestionarea simptomelor cauzate de ulceratii aftoase, stomatită, leziuni la nivelul gurii, iritații orale și leziuni bucale minore apărute ca urmare a purtării aparatelor și a protezelor dentare. Mecanismul său de acțiune conduce la ameliorarea durerii prin aderarea la mucoasa orală, calmând leziunile și reducând durerea și disconfortul. Structura gelului calmant Anaftin® Plus Bioadhesive, împreună cu aplicatorul special, este indicată în special pentru leziuni vizibile și identificate în mod clar. Gelul conține ingrediente cu putere mare de formare a peliculei, aceasta aderând foarte bine la mucoasă: creează o peliculă protectoare cu efect de barieră (sau scut) care durează mai mult de 12 ore. Protejează împotriva agenților externi, diminuând riscul de iritație ulterioară. Gelul aderă la ulceratiile și leziunile bucale, limitând contactul cu agenții externi, cum ar fi stimulii chimici, mecanici și termici. Datorită acțiunii sale protectoare, ajută la gestionarea procesului fiziologic de vindecare.

MOD DE UTILIZARE:

Pentru leziuni individuale minore. După o igienă orală corectă, aplicați 1 sau 2 picături de gel pentru a acoperi în întregime ulceratia sau leziunea de la nivelul gurii. Evitați contactul direct al aplicatorului cu leziunea. Dacă leziunea este dificil de atins, utilizați un deget curat sau un tifon pentru a aplica gelul. Nu atingeți leziunea cu limba timp de cel puțin 2 minute pentru a permite formarea peliculei protectoare. Închideți capacul după fiecare aplicare. Utilizați gelul de 3-4 ori pe zi sau după cum este necesar, până când simptomele dispar. După treizeci de zile de utilizare, întrerupeți aplicarea timp de cel puțin o săptămână înainte de a reincepe tratamentul. Pentru rezultate optime, nu mâncați și nu beți timp de cel puțin o oră după aplicare.

COMPOZIȚIE:

AQUA, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, GLYCERIN, PVP, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, XANTHAN GUM, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE,

SODIUM HYDROXIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

ATENȚIONĂRI:

Închideți cu atenție capacul după fiecare utilizare. Nu există reacții adverse cunoscute în legătură cu utilizarea produsului. Totuși, acesta este contraindicat la pacienții cu antecedente cunoscute de hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente. Dacă simptomele persistă sau se agravează, solicitați sfatul medicului. Produsul nu este destinat ingerării, ci aplicării locale în cavitatea bucală. Nu se anticipează reacții adverse în cazul în care produsul este înghițit accidental. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor. A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat sau deschis. Produsul trebuie utilizat de către un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată. A se evita contactul cu ochii. Produsul nu a fost evaluat în timpul sarcinii și alăptării. Dacă sunteți gravidă/alăptați, consultați medicul înainte de utilizare. Potrivit pentru copii cu vârstă peste 4 ani.

PĂSTRARE:

Data de expirare se referă la produsul intact depozitat corect. A se păstra în ambalajul original, într-un loc uscat, departe de sursele de lumină și de căldură. A nu se păstra la frigider. A se păstra la temperatura camerei.

Dimensiune: tub de 8 ml

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano, Italia

Distribuit de
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Germania
Rev 06-2023

Simbol						
Semnificație	Producătorul legal al dispozitivului medical	Marcaj CE de la organismul notificat	Consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații importante	Data de expirare	Numărul lotului	Consultați instrucțiunile de utilizare pentru informații importante

RO / V122247/01
TR2908401 0ALL2FI00188