

Anaftin[®] Baby Teething Gel

For teething pain relief

Intended use:

Anaftin[®] Baby Teething Gel is intended to be used in the oral cavity for relieving the discomfort and pain associated with teething: eruption of a tooth. Anaftin[®] Baby Teething Gel rapidly forms an invisible film which helps to protect gums from the pain and discomfort associated with teething. Its ingredients help to reduce pain and redness in affected areas. During use, the applicator, equipped with silicone bristles, gently massages the sore, irritated gums and may provide temporary pain relief during application. This makes the application of the gel less distressing for the infant and easier for the parent to apply the product. Anaftin[®] Baby Teething Gel has a pleasant banana flavour. Anaftin[®] Baby Teething Gel is lactose, sugar, alcohol and local anaesthetic free.

Instructions for use:

Remove cap, squeeze a pea sized amount and keep the tube compressed. Apply to the affected area and gently massage gums with the applicator. When reapplying, before using the product, remove any dried residual from the applicator with clean dry hands. In infants, apply preferably after meals and before baby's sleep to promote film build up and prolong pain relief. Use 3-4 times a day as needed. Return cap to the top of the applicator after each application. Anaftin[®] Baby Teething Gel is suitable for use in children over the age of 3 months.

All babies teethe at different rates, but this is a general guide of what to expect.



Ingredients:

Aqua, PVP (12%), maltodextrin, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, aloe barbadensis leaf extract, crocus sativus extract, xanthan gum, aroma, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hyaluronate (0.1%), xylitol, disodium EDTA, cetylpyridinium chloride, glycyrrhetic acid.

Contraindications, Warnings, and Precautions of use:

Each Anaftin[®] Baby Teething Gel tube should be used in a single patient to avoid cross contamination of the applicator and gel. The use of Anaftin[®] Baby Teething Gel is contraindicated for patients with a history of hypersensitivity to any of the ingredients. Do not use if you're pregnant or think you're pregnant or lactating. Keep out of reach of children. **The product should only be applied by an adult. CAUTION:** This medical device is not a toy. **NEVER** leave it in the hands of a child to avoid risk of choking. Check the medical device before use for any signs of wear and tear and pay attention during the application of the gel that there is no accidental detachment of any of the component parts of the applicator head. In case discontinue use. Do not try to reassemble the detached part. Do not use if the tube is open or damaged. Any incident experienced whilst using this product should be reported to the manufacturer pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Serious deterioration of health that has occurred in relation to this product should also be reported to the competent authority of your country.

Contents: 10ml e tube.

Store between 5°C and 25°C. Stop using the device once gel has run out. Do not use after expiry date.

Rev 1: 2024-08

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
United Kingdom

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 XOCT, Ireland

 Distributed by: Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berlin, Germany

    Medical device
www.alliancepharmaceuticals.com

 1282

TR203353
V156328
020774

Anaftin® Baby

Teething Gel

კბილების ამოჭრით გამოწვეული
ტკივილის შესამსუბუქებლად


დანიშნულება:

ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელი განკუთვნილია პირის ღრუში გამოყენებისთვის კბილების ამოჭრით გამოწვეული დისკომფორტისა და ტკივილის შესამსუბუქებლად. ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელი სწრაფად წარმოქმნის კბილების ამოჭრით გამოწვეული ტკივილისა და დისკომფორტისგან ღრძილების დამცავ გამჭვირვალე ფენას. მისი ინგრედიენტები ხელს უწყობს ტკივილისა და სინთეზის შემცირებას დაზიანებულ უბნებზე, სილიკონის ჯაგრისით აღჭურვილი აპლიკატორი ნაზად აშასაყებს მტკივნეულ, გაღიზიანებულ ღრძილებს და შეუძლია დროებით შეამსუბუქოს ტკივილი. ეს გელის წასმას ჩვილებისთვის ნაკლებად შემაზუნებელს ხდის და მშობელს უადვილებს პროდუქტის გამოყენებას. ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელ გელს აქვს ბანანის სასიამოვნო გემო. ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელი არ შეიცავს ლაქტოზას, შაქარს, სპირტს და ადგილობრივ საანესთეზიო საშუალებებს.

გამოყენების ინსტრუქცია:

მოხსენით თავსახური, გამოუშვით პროდუქტი ბარდის ზომის ოდენობით და დატოვეთ ტუბი შეკუმშულ მდგომარეობაში. დაიტანეთ პროდუქტი დაზიანებულ უბანზე და ნაზად შეაბილეთ ღრძილებზე აპლიკატორის გამოყენებით. განმეორებით გამოყენებისას თავდაპირველად აპლიკატორის მოაშორეთ გამხმარი ნარჩენები სუფთა, მშრალი ხელბით. ჩვილებში სასურველია გელის გამოყენება ბავშვის კვების შემდეგ და ძილის წინ ფენის წარმოქმნისა და ტკივილის ხანგრძლივად შემსუბუქების მიზნით. გამოიყენეთ დღეში 3-4-ჯერ საჭიროებისამებრ. ყოველი გამოყენების შემდეგ აპლიკატორს ისევ დაახურეთ თავსახური. ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელი განკუთვნილია ბავშვისათვის 3 თვის ასაკიდან.

კბილების ამოჭრის პროცესი სხვადასხვა ბავშვში სხვადასხვა ტემპით მიმდინარეობს, მაგრამ მოცემული ინსტრუქცია ითვალისწინებს ზოგად მითითებებს იმის შესახებ, თუ რას უნდა ველოდოთ.



შემადგენლობა:

წყალი, პოლივინილპიროლიდონი (პვპ) (12%), მალტოდექსტრინი, პროპილენგლიკოლი, პოლიეთილენგლიკოლი-40 ჰიდროგენირებული აბუსალათინის ზეთი, ალოე ბარბადენსის ფოთლის ექსტრაქტი, ზაფრანას ექსტრაქტი, ქსანთანის გომიზი, არომატინბატორი, კალიუმის სორბატი, ნატრიუმის ბენზოატი, ნატრიუმის ჰიალურონატი (0.1%), ქსილიტოლი, ეთილენდიამინტეტრაამინოჰეპტანის დინატრიუმი, ცეტილპირიდინიუმის ქლორიდი, გლიცერინის მჟავა.

უკუჩვენებები, გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები:

ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელი განკუთვნილია მხოლოდ ერთი პაციენტის მიერ გამოსაყენებლად, აპლიკატორისა და გელის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით. ანაფტინი® ბებიი კბილების ამოჭრისას გამოსაყენებელი გელის გამოყენება უკუჩვენებულია იმ პაციენტებში, რომლებსაც ანამნეზში აღენიშნებათ ჰიპერმგრძნობელობა მასში შემავალი რომელიმე ინგრედიენტის მიმართ. არ გამოიყენოთ ორსულობის, ორსულობაზე ეჭვის შემთხვევაში ან ლაქტაციის პერიოდში. შეინახეთ ბავშვისთვის მიუწვდომელ ადგილას. **პროდუქტის წასმა უნდა მოხდეს მხოლოდ მოზრდილის მიერ. გაფრთხილება:** ეს სამკურნალო მოწყობილობა არ არის სათამაშო. **არასოდეს** დატოვოთ ის ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, ამით თავიდან აიცილებთ დახრჩობის რისკს. გამოყენებამდე შეამოწმეთ სამედიცინო მოწყობილობა ცვეთასა და გაფუჭების ნებისმიერ ნიშანზე და გელის გამოყენებისას ყურადღება მიაქციეთ, რომ არ მოხდეს აპლიკატორის თავაკის რომელიმე ნაწილის შემთხვევით მოხსნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება. არ შეეცადოთ მოხსნოთ ნაწილის ხელახლა დამაგრებას. არ გამოიყენოთ პროდუქტი იმ შემთხვევაში, თუ ტუბი გახსნილი ან დაზიანებულია, აღნიშნული პროდუქტის გამოყენებისას დაფიქსირებული ნებისმიერი ინციდენტის შესახებ უნდა ეცნობოს მწარმოებელს ელფოსტით: pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. ჯანმრთელობის სერიოზული გაუარესების შემთხვევა, რომელიც აღინიშნა ამ პროდუქტის გამოყენების შედეგად, ასევე უნდა ეცნობოს თქვენი ქვეყნის კომპეტენტურ ორგანოს.

შემცველობა: 10 მლ E ტუბი.

ინახება 5°C-დან 25°C-მდე ტემპერატურაზე. გელის დამთავრების შემდეგ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება. არ გამოიყენოთ ვარგისიანობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

რედ. 1: 2024-08

შპს "ალიანს ფარმასეუტიკალსი"
ეიკონბრიჯ ჰაუსი, ბაზ როუდი,
ჩიპენჰემი, ვილტშირი SN15 2BB,
გაერთიანებული სამეფო

შპს "ალიანს ფარმა (ირლანდია)"
იუნაითედ დრაგ ჰაუსი, მაგნა დრაივი,
დუბლინი D24 XOCT, ირლანდია

დისტრიბუტორი: "ბერლინ-ჰემი" აგ
გლინიკერ ვეგ 125
12489 ბერლინი, გერმანია



www.alliancepharmaceuticals.com

CE 1282

TR3203353
V156328
020774