

Anaftin® Plus

Bioadhesive

Sprej za usta



Ublažava bol kod oralnih ulkusa i malih oralnih lezija

INDIKACIJE:
Anaftin® Plus Bioadhesive sprej za usta koji ima mehaničko djelovanje (barijerni učinak) indiciran je za zbrinjavanje simptoma uzrokovanih aftoznim ulkusima, oralnim stomatitisom, ranicama u ustima, iritacijama usne šupljine i malim ozljedama usne šupljine uzrokovanim zubnim aparatićima i zubnim protezama. Posebno je indiciran za oralne ulkuse i lezije koji su teško dostupni. Svojim mehanizmom djelovanja dovodi do ublažavanja boli prijanjanjem uz površinu sluznice usta, umirivanjem oralnih lezija, smanjivanjem boli i nelagode. Formula spreja sadrži sastojke koji snažno stvaraju film i imaju visoka mukoadhezivna svojstva. Sprej stvara zaštitni film s barijernim učinkom (ili štitom) koji traje dulje od 10 sati. Stiti od vanjskih agensa, smanjujući rizik od daljnje iritacije. Sprej prijanja na oralne ulkuse i lezije te tako ograničava kontakt s vanjskim agensima kao što su kemijski, mehanički i toplinski podražaji. Zahvaljujući svom zaštitnom djelovanju, pomaže u fiziološkom procesu ozdravljenja.

UPUTE ZA UPORABU:
Za izolirane lezije. Kada prvi put koristite proizvod, skinite kapicu i pričvrstite nastavak za raspršivanje. Nakon pravilne oralne higijene, usmjerite nastavak za raspršivanje prema leziji u ustima i 2-4 puta poprskejte kako biste prekrili bolno područje i stvorili zaštitni film. Ne dodirujte leziju jezikom najmanje 2 minute kako biste omogućili stvaranje zaštitnog filma. Nastavak za raspršivanje omogućuje proizvodu maksimalno učinkovito prekrivanje oralne lezije. Primijenite proizvod 3-4 puta dnevno ili po potrebi, dok simptomi ne nestanu. Nakon trideset dana primjene, obustavite primjenu na najmanje tjedan dana prije ponovnog početka liječenja. Za najbolje rezultate izbjegavajte jelo i piće najmanje jedan sat nakon primjene.

SASTAV:
AQUA, GLICERIN, HIDROGENIZIRANI ŠKROBNI HIDROLIZAT, NATRIJEV CITRAT, POLISORBAT 80, PVM/MA KOPOLIMER, MALTODEKSTRIN, PENTILENGLIKOL, GLUKONOLAKTON, PEG-40 HIDROGENIZIRANO RICINUSOVO ULJE, POLIVINILPIROLIDON (PVP), NATRIJEV HIDROKSID, NATRIJEV BENZOAT, SOK OD LISTA ALOE

BARBADENSIS, GLICERIL KAPRILAT/KAPRAT, POLIKARBOFIL, KSANTANSKA GUMA, EKSTRAKT KORIJENA OBIČNOG BIJELOG SLJEZA, NATRIJEV HIJALURONAT, SUKRALOZA, AROMA, KALCIJEV GLUKONAT, KALIJEV SORBAT.

UPOZORENJA:
Nakon svake uporabe pažljivo zatvorite zatvarač. Nema poznatih štetnih događaja izazvanih primjenom proizvoda, međutim proizvod je kontraindiciran u bolesnika s poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka u anamnezi. Ako simptomi potraju ili u slučaju pogoršanja simptoma, potražite savjet liječnika. Proizvod nije namijenjen za gutanje, već za topikalnu primjenu u usnoj šupljini. Ako se proizvod slučajno proguta, ne očekuju se nikakvi štetni učinci. Nemojte primjenjivati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili otvoreno. Proizvod treba koristiti samo jedan bolesnik kako bi se izbjegla križna kontaminacija. Izbjegavajte kontakt s očima. Proizvod nije ispitan tijekom trudnoće i dojenja. Ako ste trudni/dojite, posavjetujte se s liječnikom prije primjene. Prikladno za djecu od 4. godine života.

ČUVANJE:
Rok valjanosti odnosi se na neoštećeni proizvod koji je ispravno čuvan. Čuvati u originalnom pakiranju na suhom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i topline. Proizvod nemojte odlagati u hladnjak. Čuvati pri sobnoj temperaturi.

Veličina: bočica od **15 ml** e s upakiranim nastavkom za raspršivanje.

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano, Italija

Distributer:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Njemačka

Datum revizije 06-2023

Simbol						
Značenje	Ovlašteni proizvođač medicinskog proizvoda	CE oznaka prijavljenog tijela	Za važne informacije pročitajte upute za uporabu	Rok valjanosti	Broj serije	Za važne informacije pročitajte upute za uporabu

TR2907705
OALL2FI00174
HR / V109339/01