

Anaftin® Plus

Bioadhesive

szájspray



Fájdalomcsillapítás aftás fekélyek és kisebb szájsebek esetén

JAVALLAT:
Az Anaftin® Plus Bioadhesive szájspray mechanikai védelmi hatása révén (fizikai gátat képez) az aftás fekélyek, szájgyulladás, szájsebek, szájüregi irritációk, valamint a fogszabályzók és fogpótlások miatt kialakuló kisebb szájsérülések okozta tünetek kezelésére javallott. Különösen a nehezen elérhető szájfekélyek és sérülések esetén javallott. Hatásmechanizmusa révén a szájüregi nyálkahártyához tapadva csökkenti a fájdalmat, enyhíti a szájsérüléseket, továbbá csökkenti a kellemetlen érzetet. A szájspray kiváló filmképző tulajdonságokkal rendelkező és a nyálkahártyához jól tapadó összetevőkből készült: több mint 10 óráig tartó fizikai gátat képző védőfilmet alakít ki. Védelmet nyújt a külső behatások ellen, ezáltal minimálisra csökkenti a további irritációt. Az aftás fekélyekhez és sérülésekhez tapadó spray korlátozza a külső behatásokkal, köztük a kémiai, mechanikai és hőingerekkel való érintkezést. Védő hatásának köszönhetően segíti a gyógyulás élettani folyamatának kezelését.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Egyetlen, kiterjedt elváltozáshoz. A készítmény első használatakor vegye le a kupakot és nyomja meg a porlasztót. Megfelelő szájhigiéné után irányítsa a porlasztót a szájsérülés felé és permetezze 2-4-szer a terület lefedéséhez és védőfilm képzéséhez. A védőfilm akadálytalan kialakulása érdekében legalább 2 percig ne érintse meg a nyelvvel a sérülést. A porlasztó lehetővé teszi, hogy a készítmény maximális hatékonysággal lefedje a szájsérülést. Használja a terméket naponta 3-4 alkalommal, vagy szükség szerint, amíg el nem múlnak a tünetek. Harminc napi alkalmazás után tartson legalább egy hetes szünetet a kezelés újrakezdése előtt. A legjobb eredmény érdekében az alkalmazást követően legalább egy óráig kerülje az evést és ivást.

ÖSSZETÉTEL:
VÍZ, GLICERIN, HIDROGÉNEZETT KEMÉNYÍTŐ-HIDRALIZÁTUM, NÁTRIUM-CITRÁT, POLISZORBÁT 80, PVM/MA KÖPOLIMER, MALTODEXTRIN, PENTILÉN-GLIKOL, GLÜKONOLAKTON, PEG-40, HIDROGÉNEZETT RICINUSOLAJ, PVP, NÁTRIUM-HIDROXID, NÁTRIUM-BENZOÁT, ALOE BARBADENSIS LEVEL NEDVE, GLICERIL-KAPRILÁT/KAPRÁT,

POLIKARBOFIL, XANTÁNGUMI, ALTHAEA OFFICINALIS GYÖKÉR, KIVONATA, NÁTRIUM-HIALURONÁT, SZUKRALÓZ, AROMA, KALCIUM-GLUKONÁT, KÁLIUM-SZORBÁT.

FIGYELMEZTETÉSEK:
A kupakot minden használat után vissza kell zárni. Nincsenek a termék használatából adódó ismert mellékhatások, de a termék használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Forduljon kezelőorvosához, ha a tünetek nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. A készítményt a szájüregben kell helyileg alkalmazni, és nem szabad lenyelni. A készítmény véletlen lenyelése esetén nem várhatók mellékhatások. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a készítményt. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy fel van nyitva. A keresztszennyeződés elkerülése érdekében csak egyetlen betegnél szabad használni a készítményt. Kerülni kell a szembe jutást. A készítményt terhesség és szoptatás során nem értékelték. Ha Ön terhes vagy szoptat, akkor használat előtt beszéljen kezelőorvosával. Gyermekeknél 4 éves kortól alkalmazható.

TÁROLÁS:
A lejárati idő megfelelően tárolt, bontatlan csomagolásban lévő készítményre vonatkozik. Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől és hőforrásoktól védve tárolandó. Ne tárolja hűtőszekrényben a készítményt. Szobahőmérsékleten tárolandó.

Méret: 15 ml  flakon és kupakkal fedett porlasztó.

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milánó, Olaszország

Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma:
2023. június

Szimbólum	
Magyarázat	Az orvostechnikai eszköz jogszzerű gyártója CE-jelölés és bejelentett szervezet Fontos információkért olvassa el a használati utasítást Lejárati idő Gy.sz. Fontos információkért olvassa el a használati utasítást

HU / V126580/01
TR2900905
0ALL2FI00176