

Anaftin® Plus

Bioadhesive



bioadhezinis gelis

Burnos opų ir mažų burnos pažeidimų skausmo malšinimas

INDIKACIJA

Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezinis gelis veikia mechanškai (barjerinis poveikis), jis skirtas aftinių opų, burnos stomatito, burnos žaizdelių, burnos dirginimo ir nedidelių, breketų ir protezų sukeltų simptomų burnos sužalojimų simptomams malšinti. Jo veikimo mechanizmas padeda malšinti skausmą, priemonei prilipus prie burnos gleivinės paviršiaus, jis ramina burnos pažeidimus, mažina skausmą ir diskomfortą. Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezinio gelio struktūra, kartu su specialiu aplikatoriumi, ypač skirta aiškiai matomiems ir nustatytiems pažeidimams. Gelio sudėtyje yra medžiagų, turinčių didelę galią plėvelei suformuoti, kurios labai gerai sukimba su gleivine. Jis sukuria apsauginę plėvelę kaip barjerą (arba skydą), kuri išlieka ilgiau nei 12 valandų. Jis apsaugo nuo išorinių veiksnių, sumažindamas tolesnio dirginimo riziką. Gelis prilimpa prie burnos opų ir pažeidimų, ribodamas sąlytį su išoriniais veiksniais, tokiais kaip cheminiai, mechaniniai ir terminiai dirgikliai. Dėl savo apsauginio poveikio jis padeda valdyti fiziologinį gijimo procesą.

KAIP NAUDOTI

Mažiems pavieniams pažeidimams. Atlikę tinkamą burnos higieną, užlašinkite 1 arba 2 lašus gelio, kad padengtumėte visą burnos opą ar pažeidimą. Venkite tiesioginio aplikatoriaus kontakto su pažeidimu. Jeigu pažeidimą sunku pasiekti, gelį užtepkite švarių pirštu ar tamponu. Nelieskite pažeidimo liežuviu mažiausiai 2 minutes, kad susidarytų apsauginė plėvelė. Kiekvieną kartą panaudoję uždenkite dangteliu. Vartokite 3-4 kartus per dieną arba pagal poreikį, kol simptomai išnyks. Po trisdešimties vartojimo dienų, prieš tęsdami gydymą nebevartokite bent vieną savaitę. Tam, kad būtų pasiektas geriausias poveikis, nevalgykite ir negerkite mažiausiai vieną valandą po panaudojimo.

SUDĖTIS

VANDUO, HIDRINTAS KRAKMOLO HIDROLIZATAS, GLICERINAS, POLIVINILO PIROLIDONAS (PVP), NATRIO CITRATAS, POLISORBATAS 80, PVM/MA KOPOLIMERAS, MALTODEKSTRINAS, KSANTANO LIPAI, PENTILENGLIKOLIS, GLIUKONOLAKTONAS, NATRIO HIDROKSIDAS, PEG-40 HIDRINTAS RICINOS ALIEJUS, NATRIO HIALURONATAS, NATRIO

BENZOATAS, ALIJOŠIAUS (ALOE BARBADENSIS) LAPŲ SULTYS, GLICERILKAPRILATAS/KAPRATAS, POLIKARBOFILAS, VAISTINĖS SVILAROŽĖS ŠAKNIES EKSTRAKTAS, SUKRALOZĖ, KVAPIOJI MEDŽIAGA, KALCIO GLIUKONATAS, KALIO SORBATAS.

ISPĖJIMAI

Kiekvieną kartą panaudoję kruopščiai uždenkite dangteliu. Nėra žinomų šalutinių poveikių, kuriuos sukeltų priemonės naudojimas, tačiau ji yra kontraindikuotina pacientams, kuriems anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai. Jeigu simptomai išlieka ar pablogėja, kreipkitės į gydymo įstaigą. Priemonė neskirta nuryti. Ją reikia vartoti vietiskai burnos ertmėje. Atsitiktinai nurijus priemonės, nepageidaujamų poveikių nesitikima. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui, kuris nurodytas ant pakuotės. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jeigu pakuotė yra pažeista arba atidaryta. Priemonę gali naudoti tik vienas pacientas, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Stenkitės, kad nepatektų į akis. Priemonė nebuvo vertinta nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Jeigu esate nėščia / žindote, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju. Tinka vaikams nuo 4 metų amžiaus.

LAIKYMAS

Galiojimo terminas taikomas nepažeistai tinkamai laikomai priemonei. Laikykite gamintojo pakuotėje sausoje vietoje atokiai nuo šviesos ir šilumos šaltinio. Nelaikykite priemonės šaldytuve. Laikykite kambario temperatūroje.

Turinys: 8 ml e tūbelė

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milanas, Italija

Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125,
12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūrėta 2023-06

Simbolis						
Reikšmė	Medicinos priemonės teisėtai gamintojas	CE ženklas, išduotas notifikuotosios įstaigos	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose	Galioja iki	Serijos numeris	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose

LT / V109027/01
TR2906745 0ALL2FI00178